

connexx



Smart Remote

Bruksanvisning

Innhold

Fjernkontrollen din	4
Oversikt	5
Display	6
Kontrollknapper	8
Tastelåsbryter	10
Tilkobling for programmering	10
Batterier	11
Sette inn batterier	11
Kontrollere batteristatusen	13
Daglig bruk	14
Justere lydstyrken	14
Skifte lytteprogram	14
Slå på og av (demp)	15
Justere lydstyrken for tinnitus lydgenerator	17
Alarmklokke	18
Stille alarmklokken	18
Stoppe alarmen	20
Slå alarmklokken av	21

Oppsett og tjenestefunksjoner	22
Stille klokken	22
Stille inn datoen (kun for programmert Smart Remote)	23
Tilbakestille volum- og lytteprogram (kun for programmert Smart Remote)	24
Vise kontaktdata	25
Servicevarsel	26
Stille inn språket i menyen	27
Pare høreapparater med Smart Remote (kun for uprogrammert Smart Remote)	28
Tilbakestille Smart Remote til fabrikkinnstillinger	30
Vedlikehold og pleie	32
Feilsøking	33
Viktig sikkerhetsinformasjon	34
Personsikkerhet	34
Produktsikkerhet	37
Viktig informasjon	39
Tiltenkt bruk	39
Symboler	39
Transport- og lagringsbetingelser	40
Informasjon om avfallshåndtering	41
Konformitetsinformasjon	41

Fjernkontrollen din

Høreapparatet ditt er utstyrt med trådløs teknologi, og kan derfor kontrolleres ved hjelp av en fjernkontroll.

Smart Remote gir grunnleggende fjernkontrollfunksjoner for lytting og endring av program samt for ekstra komfortfunksjoner. For å aktivere de ekstra komfortfunksjonene, må høreapparatspesialisten programmere Smart Remote.

Fjernkontrollens bruksavstand er omtrent 1 meter.


- ▶ Sørg for at avstanden mellom fjernkontrollen og høreapparatet ikke overskrider bruksavstanden.



FORSIKTIG

Det er viktig å lese hele denne bruksanvisningen nøye. Følg sikkerhetsinformasjonen for å unngå materiell skade eller personskade.

Oversikt



1 Display

2 Tastelåsbyter

3 Tilkobling for
programmering

4 Kontrollknapper

5 Programknapp

6 Volumkontroll




Flere funksjoner er tilgjengelige i menyen. For å gå inn i eller avslutte menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.

Display

Alle handlinger gjort med fjernkontrollen vises umiddelbart på displayet.

Fjernkontrollen mottar **ikke** informasjon fra høreapparatene dine. Alle handlinger som du gjør med kontrollene på høreapparatet vises **ikke** på fjernkontrollens display.

Display av Smart Remote som ikke er programmert




- 1 Indikerer endring av lydstyrke
- 2 Indikerer endring av lytteprogram
- 3 Alarmklokke er aktivert

- 4 Batteriene på fjernkontrollen er svake
- 5 Funksjon til kontrollknapper

Display av Smart Remote som er programmert

Avhengig av høreapparatets modell, kan display-et være noe annerledes.



1 Indikerer endring av volumnivå

2 Programnavn

3 Programikon

4 Programnummer

5 Alarmklokke er aktivert

6 Batteriene på fjernkontrollen er svake

7 Servicepåminnelse er aktiv

8 Funksjon til programmerbare kontrollknapper

Strømsparemodus

Dersom fjernkontrollen ikke brukes på en stund, blir displayet automatisk svart. Fjernkontrollen er da i strømsparemodus.

► Trykk på programknappen for å gjenaktivere displayet.

Kontrollknapper

Du kan raskt få tilgang til to funksjoner med kontrollknappene på høyre side av fjernkontrollen.

Kontrollknappene kan tilpasses preferansene dine av høreapparatspesialisten. Små ikoner på displayet viser funksjonene.



Standardfunksjoner



Slå høreapparatene på eller av.



Nullstill til standardvolum og -lytteprogram.

Ekstra funksjoner

(kan programmeres av høreapparatspesialisten)



Tinnitus lydgenerator: øk lydstyrke.



Tinnitus lydgenerator: reduser lydstyrke.



Øk diskant eller reduser bass.



Øk bass eller reduser diskant.

Alle andre ikoner:

Snarvei for å velge et foretrukket lytteprogram.

De tilgjengelige ikonene og lytteprogrammene avhenger av ditt personlige oppsett.

Tastelåsbytter

- ▶ For å forhindre utilsiktet justering mens fjernkontrollen ligger i en lomme eller en veske, setter du tastelåsbyteren i låst posisjon (rød farge vises).



Når tastelåsen er aktiv, deaktiveres alle knapper på fjernkontrollen. Følgende ikon vises



Tilkobling for programmering

Denne tilkoblingen skal bare brukes av høreapparatspesialisten din for å programmere fjernkontrollen.



Batterier

Fjernkontrollen bruker to AAA-batterier.

Sette inn batterier

- ▶ Skyv dekslet på batteriluken i pilens retning.



- ▶ Sett inn batteriene.
Kontroller at "+"-symbolene på batteriet og i batterirommet stemmer overens.



- ▶ Fest dekslet ved å skyve det på fjernkontrollen.



Dato- og klokkeinnstilling vises.

Hvis Smart Remote er uten batteristrøm i en lengre periode, kan det hende dato og klokkeslett er feil. Dette kan korrigeres manuelt. Se delene "Stille klokken" og "Stille datoen".

Kontrollere batteristatusen

Når batteriene til fjernkontrollen er svake, vises dette i statuslinjen.

Du kan også når som helst sjekke batteristatusen i menyen.



- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Info** ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Batteristatusen vises:

batteri fullt



tomt batteri



- ▶ For å gå tilbake til standardvisningen, trykker du på programknappen.

Fjern tomme batterier med én gang og kast dem i henhold til lokale bestemmelser.

Daglig bruk

Justere lydstyrken

Dersom du bruker to høreapparater, justeres lydstyrken samtidig på begge apparatene.

- ▶ Trykk på volumkontroll-knappene for å justere lydstyrken med ett trinn.

Skifte lytteprogram

Dersom du bruker to høreapparater, endres lytteprogrammet på begge apparatene. Prosedyren for endring av lytteprogrammet er forskjellig for uprogrammert og programmert Smart Remote.

Uprogrammert Smart Remote

- ▶ Trykk på programknappen for å skifte til det neste lytteprogrammet.




Programmert Smart Remote

- ▶ Trykk gjentatte ganger på programknappen til ikonet for det ønskede lytteprogrammet vises.

eller

- ▶ Trykk på kontrollknappen ved siden av ikonet for direkte tilgang til ønsket lytteprogram.


Kontrollknappene må konfigureres av høreapparatspesialisten din.



Slå på og av (demp)

Du har flere valgmuligheter for å slå høreapparatene på eller av med fjernkontrollen. Begge høreapparater slås samtidig på eller av.

Når du slår høreapparatet av med fjernkontrollen, vises følgende ikon.



Etter at det er slått på, stilles tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram inn.

Slå av via kontrollknappen

- ▶ Trykk på kontrollknappen ved siden av følgende ikon for å slå høreapparatet av.

Kontrollknappene må konfigureres av høreapparatspesialisten din.



Slå av via meny (kun for programmert Smart Remote)

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **HI Mute / Unmute** (HI demp/gjenopprett lyd) ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Slå på

- ▶ For å slå høreapparatene på igjen, trykk på en tast eller flytt tastelåsbryteren i ulåst posisjon (grønn farge vises).

Justere lydstyrken for tinnitus lydgenerator

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom høreapparatspesialisten din har konfigurert tinnitus lydgenerator for både høreapparatene dine og for kontrollknappene på fjernkontrollen.

Du kan gjenkjenne innstillingen dersom de korresponderende ikonene vises ved siden av kontrollknappene.



- ▶ Trykk på øvre eller nedre kontrollknapp for å justere lydstyrken for tinnitus lydgenerator.

Alarmklokke

Du kan stille inn en daglig klokkealarm med en repeterende signaltone og et alarmklokkeikon.



Alarmen startes av fjernkontrollen, men det akustiske signalet kommer fra høreapparatet.

- ▶ Slå på høreapparatet.
- ▶ Hold høreapparatet innenfor fjernkontrollens bruksavstand.

Ellers kan du ikke høre alarmen.


Stille alarmklokken

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Alarm** ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Oppføringsfeltet for timer er uthvet.

- ▶ Still inn timer ved å trykke på volumkontroll-knappene.



- ▶ Bekreft innstillingen din ved å trykke på programknappen.
Oppføringsfeltet for minutter er uthvet.
- ▶ Still inn minutter ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft innstillingen din ved å trykke på programknappen.
Valgfeltet for alarm på/av er uthvet.
- ▶ Trykk på volumkontroll-knappene for å plassere markøren ved siden av alarmklokke på: 



- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Når alarmklokken er aktivert, vises dette i statuslinjen.



Stoppe alarmen

Når alarmklokken ringer, vises et korresponderende ikon på fjernkontrollen.

Dersom du ikke stopper alarmen, gjentas den innen få minutter.



- ▶ For å avslutte alarmen, trykk på en knapp. Alarmklokken vil ringe til samme tid neste dag.

Slå alarmklokken av

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Alarm** ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.


Oppføringsfeltet for timer er uthøvet.



- ▶ Trykk to ganger på programknappen for å hoppe over oppføringsfeltene for timer og minutter.

Valgfeltet for alarm på/av er uthøvet.



- ▶ Trykk på volumkontroll-knappene for å plassere markøren ved siden av alarmklokke av: 
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.


Oppsett og tjenestefunksjoner

Stille klokken

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Time** (Klokke) ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen. Oppføringsfeltet for timer er uthevet.
- ▶ Still inn timer ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft innstillingen din ved å trykke på programknappen. Oppføringsfeltet for minutter er uthevet.
- ▶ Still inn minutter ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Lagre innstillingene ved å trykke på programknappen. Tiden vises.



Tiden vises alltid i
toppteksten til menyen.
For å gå inn i eller avslutte
menyen, trykker du
på begge volumkontroll-
knappene samtidig.



Stille inn datoen (kun for programmert Smart Remote)

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Date** (Dato) ved å trykke samtidig på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.
Oppføringsfeltet for dager er uthevet.
- ▶ Still inn dagen ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft innstillingen din ved å trykke på programknappen.
Oppføringsfeltet for måneder er uthevet.
- ▶ Still inn måneden ved å trykke på volumkontroll-knappene.



- ▶ Bekreft innstillingen din ved å trykke på programknappen.
Oppføringsfeltet for år er uthevet.
- ▶ Still inn året ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Lagre innstillingene ved å trykke på programknappen.
Datoen vises.

Tilbakestill volum- og lytteprogram (kun for programmert Smart Remote)

Dersom du har gjort endringer til lydstyrken eller programmet og ikke vet hvorfor høreapparatet ikke fungerer som det skal, kan du manuelt stille inn **standard** lydstyrke og lytteprogram for høreapparatet.

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **HI Restore** (HI gjenopprett) ved å trykke samtidig på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Høreapparatet nullstilles og et korresponderende ikon vises.





- ▶ Du kan også nullstille høreapparatet ved å trykke på kontrollknappen ved siden av følgende ikon.

Kontrollknappene må konfigureres av høreapparatspesialisten din.



Vise kontaktdata

Dersom høreapparatspesialisten har lagret hans eller hennes kontaktdata på fjernkontrollen, kan du vise denne informasjonen:

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Contact** (Kontakt) ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Kontaktdata vises.




- ▶ For å gå tilbake til standardvisningen, trykker du på programknappen.

Servicevarsel

Høreapparatspesialisten kan sette opp et servicevarsel som minner deg på neste servicedato.

Når servicevarselet utløper, vises et ikon på fjernkontroll og et lydsignal kan høres.

Hvis du ikke godkjenner servicevarselet, gjentas lydsignalet og ikonet vises igjen innen få minutter.



- ▶ For å godkjenne servicevarselet, trykk på en knapp.


Du kan også når som helst sjekke neste servicedato i menyen:

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Service** ved å trykke samtidig på volumkontroll-knappene.

Denne menyoppføringen er kun tilgjengelig hvis høreapparatspesialisten har stilt inn servicevarselet.

- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.

Neste servicedato sammen med høreapparatspesialistens kontaktopplysninger vises.



- ▶ For å gå tilbake til standardvisningen, trykker du på programknappen.

Stille inn språket i menyen

- ▶ Spør høreapparatspesialisten din.

Pare høreapparater med Smart Remote (kun for uprogrammert Smart Remote)

Denne delen er ment for høreapparatspesialister.

Høreapparaterne må pares én gang med Smart Remote. Høreapparatspesialisten vil gjøre dette med profesjonell programvare.

For utvalgte modeller av høreapparater, kan **uprogrammert** Smart Remote også pares uten programvare. Smart Remote er laget for å være kompatibel med forrige generasjon av høreapparater som ble støttet av Smart Remote 1.0. I tillegg til dette, for å støtte den nye generasjonen av høreapparater, må du utføre paringen under (kun én gang) før du begynner å bruke den nye Smart Remote med siste generasjon av høreapparater.

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Info** ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen. Batteristatusen vises.
- ▶ Bla ned ved å trykke på volum -. Serienummeret og annen informasjon vises.

- ▶ Trykk og hold nedre kontrollknapp og volum - samtidig i 5 sekunder.

Smart Remote ber deg starte høreapparatene på nytt (se bildet).



- ▶ For å starte høreapparatene på nytt, åpne og lukk batteriluken på begge høreapparat.

Vent til høreapparatene er på og oppstartsmelodien er ferdig.

- ▶ Bekreft at høreapparatene er startet på nytt: Velg grønn hake og trykk på programknappen.

Hvis Smart Remote har gått inn i strømsparemodus, trykk på programknappen for å aktivere displayet igjen.



- ▶ Bekreft at et akustisk signal ble avspilt av **begge** høreapparater: Velg grønn hake og trykk på programknappen.




Når paring er fullført, vises et korresponderende symbol.
Du kan nå bruke Smart Remote.



Hvis høreapparatene ikke kunne pares, har du følgende alternativer:

- Sørg for at høreapparatene er innenfor driftsområdet.
- Sørg for at du har riktig modeller av høreapparatene.
- Sjekk at begge høreapparater og Smart Remote fungerer riktig (batteristatus, ...).
- Tilbakestill Smart Remote til fabrikkinnstillinger og prøv igjen.



Tilbakestill Smart Remote til fabrikkinnstillinger

- ▶ For å gå inn i menyen, trykker du på begge volumkontroll-knappene samtidig.
- ▶ Naviger til menyoppføringen **Info** ved å trykke på volumkontroll-knappene.
- ▶ Bekreft valget ditt ved å trykke på programknappen.
Batteristatusen vises.

- ▶ Bla ned ved å trykke på volum -. Serienummeret og annen informasjon vises.

- ▶ Trykk og hold **begge** kontrollknapper samtidig i 5 sekunder.

Smart Remote ber deg bekrefte tilbakestillingen (se bildet).



- ▶ Bekreft at Smart Remote skal tilbakestilles: Velg grønn hake og trykk på programknappen.



Når Smart Remote er tilbakestilt, vises et korresponderende symbol.



Vedlikehold og pleie



NB!

- ▶ Ikke la fjernkontrollen komme i kontakt med vann!
- ▶ Ikke rengjør fjernkontrollen med alkohol eller rensesvæske.
- ▶ Rengjør fjernkontrollen etter behov med en myk klut, og bruk en ikke-slipende husholdningssåpe.
- ▶ Unngå slipende rensesvæsker med tilsetningsstoffer som hjelpemidler som f.eks. sitron, ammoniakk, osv.



Feilsøking

Problem og mulige løsninger

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Kontroller om tastelåsen er aktivert. Slå den av, om nødvendig.
 - Skift batteriene.
-

En annen fjernkontroll påvirker høreapparatet ditt.

- Send fjernkontrollen og høreapparatet tilbake til høreapparatspesialisten. Høreapparatspesialisten kan endre den trådløse adressen for å unngå interferens.
-

Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du støter på ytterligere problemer.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Personsikkerhet



ADVARSEL

Kvelningsfare!

Apparatet ditt inneholder små deler som kan svelges.

- ▶ Hold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og psykisk utviklingshemmede.
- ▶ Ved svelging av deler, oppsøk straks lege eller sykehus.



ADVARSEL

Skadefare!

- ▶ Ikke bruk enheter som har åpenbare skader, men returner dem til salgsstedet.



ADVARSEL

Legg merke til at uautoriserte endringer av produktet kan føre til skade på produktet eller personskade.

- ▶ Bruk kun godkjente deler og tilbehør. Be din høreapparatspesialist om hjelp.

En halssnor kan fås som tilbehør. Sikkerhetsanvisninger for bruk av halssnoren:



ADVARSEL

Kvelningsfare!

- ▶ Sørg for at halssnoren ikke blir viklet inn i f.eks. mekaniske maskindeler i bevegelse.
- ▶ Bruk bare medfølgende halssnor. Halssnoren vil automatisk løsne når den frigjøres.
- ▶ Ikke bruk halssnoren på barn som er under tolv år.



ADVARSEL

Fare for påvirkning av elektronisk utstyr!

- ▶ I områder hvor bruk av elektroniske eller trådløse enheter er begrenset, må du sjekke om enheten din må slås av.



ADVARSEL

Forstyrrelse på enheter som kan implanteres

- ▶ Enheten kan brukes sammen med alle elektroniske implantater som er i overensstemmelse med standarden ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, for elektromagnetisk kompatibilitet for implantater for mennesker.
- ▶ For riktig funksjon plasseres enheten minst 3 cm fra implantatet på siden. Enheten må ikke plasseres like over implantatet.
- ▶ Hvis ikke ditt implantat samsvarer med standarden ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, må du kontakte produsenten av implantatet for informasjon om faren for forstyrrelser.



ADVARSEL

Denne enheten kan føre til forstyrrelse på måleutstyr og elektronisk utstyr.

- ▶ Ikke bruk enheten på fly eller i områder der det brukes sensitivt eller livsviktig elektronisk utstyr.



ADVARSEL

Eksplisjonsfare!

- ▶ Ikke bruk fjernkontrollen din i eksplosive atmosfærer (f.eks. i gruver).



Informasjon om eksponering for radiofrekvensstråling

Utstrålt utgangsstrøm på enheten er langt under FCC-grensene for eksponering av radiofrekvens. Enheten skal uansett brukes på en slik måte som minimerer mulighet for menneskelig kontakt under normalt bruk.

Produktsikkerhet



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot ekstrem varme. Ikke utsett dem for direkte sollys.



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot høy fuktighet.



NB!

- ▶ Ikke tørk apparatene i mikrobølgeovnen.



NB!

Forskjellige typer sterk stråling, f.eks. under røntgen- eller MRI-hodeundersøkelser, kan skade apparater.

- ▶ Ikke bruk apparatene under disse eller lignende prosedyrer.

Svakere stråling, f.eks. fra radioutstyr eller flyplassikkerhet, skader ikke apparatene.



I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst utstyr.

- ▶ Kontakt lokale myndigheter for videre informasjon.



NB!

Høreapparatet ditt er utviklet for å overholde internasjonale standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men interferens med nærliggende elektroniske apparater kan oppstå. Dersom dette skjer, flytter du unna kilden til interferens.



NB!

For apparater med trådløs tilkoblingsmulighet: Når telespoleprogrammet er aktivt, kan fjernkontrollen lage en pulserende lyd.

- ▶ Bruk fjernkontrollen ved en større avstand enn 10 cm.



NB!

- ▶ Fjernkontrollen din er programmert til å utelukkende kommunisere med høreapparatet ditt. Dersom du opplever problemer med en annen persons fjernkontroll, må du ta kontakt med høreapparatspesialisten din.

Viktig informasjon

Tiltenkt bruk

Fjernkontrollen er ment å betjene høreapparater.



Bruk kun fjernkontrollen som beskrevet i denne brukerveiledningen.

Symboler

Symboler som brukes i dette dokumentet



Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Indikerer mulig materiell skade.



Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten.

Symboler på enheten eller emballasjen



Les og følg anvisningene i bruksanvisningen.



CE-samsvarsetikett, bekrefter samsvar med visse europeiske direktiver.

Se delen "Konformitetsinformasjon".



EMC og radiokommunikasjonssamsvarsetikett Australia.

Se delen "Konformitetsinformasjon".



Ikke kast enheten sammen med husholdningsavfall.

Se delen "Informasjon om avfallshåndtering".

Transport- og lagringsbetingelser

Under lengre perioder med transport og lagring, må du observere følgende betingelser:

	Lagring	Transport
Temperatur	10 til 40 °C	-20 til 60 °C
Relativ luftfuktighet	10 til 80 %	5 til 90 %

Andre betingelser kan gjelde for andre deler, som batterier.

Informasjon om avfallshåndtering

Innenfor EU er det merkede utstyret omfattet av "direktiv 2002/96/EC til Europaparlamentet og rådet datert 27. januar 2003 vedrørende kassert elektrisk og elektronisk utstyr."

Med tilføyeser i "Direktiv 2003/108/EF" (WEEE).



NB!

- ▶ Resirkuler høreapparat, tilbehør og emballasje i henhold til nasjonale forskrifter.



NB!

- ▶ For å unngå miljøforurensning, må du ikke kaste batteriene sammen med husholdningsavfallet.
- ▶ Resirkuler eller kast batterier i henhold til nasjonale bestemmelser, eller lever dem til din høreapparatspesialist.

Konformitetsinformasjon

CE-merkingen indikerer samsvar med følgende europeiske direktiver:

- 93/42/EEC vedrørende medisinske apparater
- 2014/53/EU RED vedrørende radioutstyr
- 2011/65/EU RoHS vedrørende begrensning av farlige stoffer

Full tekst til samsvarserklæringen kan hentes fra www.sivantos.com/doc.

Trådløs funksjon

Smart Remote

FCC: SGI-WL700

IC: 267AB-WL700

Bruksfrekvenser: $F_c = 3,28$ MHz

Maksimal feltstyrke ved 10 m: -7 dB μ A/m

Maksimal feltstyrke ved 30m: $28,5$ dB μ V/m

Samsvarsinformasjonen for FCC og ISED finnes i batterirommet.

ACMA-samsvarmerket  indikerer samsvar med standardene for elektromagnetisk interferens fra Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Enheter med FCC-merke er i overensstemmelse med standardene med FCC for elektromagnetisk interferens.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og ISEDs lisensfritatte RSS-spesifikasjoner.

Bruk må skje under følgende to betingelser:

- apparatet må ikke forårsake skadelig interferens.
- apparatet må tåle eventuell interferens det måtte motta, inklusive interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksene, forårsake forstyrrende interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker forstyrrende interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe du kan fastslå ved å slå utstyret av og på, oppfordrer vi brukeren til å forsøke å korrigere denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den det andre utstyret er koblet til.
- Be om hjelp fra forhandleren, eller en erfaren radio-/ fjernsynstekniker.

FCC-forholdsregel: Endringer og modifikasjoner som ikke er offisielt godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å betjene utstyret ugyldig.

 **Godkjent produsent**

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Tlf. +49 9131 308 0

Din kontakt i Norge

Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse

Postboks 378 Sentrum
0102 Oslo

Telefon 22 63 22 22

Order/Item No. 109 661 20 | D00166185
Document No. 02413-99T04-5200 NO-DNK | D00130184
Master Rev04, 07.2017
© 05.2019, Sivantos GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.no